



helps healing.

Voor een hoog niveau in de OK.  
Peha-taft® plus poedervrij. De universele  
OK-handschoen.



OK-benodigdheden




helps healing.

NL - Paul Hartmann B.V.  
6500 AA Nijmegen

Wilt u nog meer weten over HARTMANN?  
Bezoek dan onze site: [www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

# Peha-taft® plus poedervrij.

## Met een plus voor balans in alle eigenschappen.




### Universeel te gebruiken:

De poedervrije OK-handschoen Peha-taft plus is perfect geschikt voor alle toepassingsgebieden in de OK en heeft naast de stabiliteit een uitstekende tastgevoeligheid.



### Eenvoudige Double Gloving:

Door het gebruiksgemak en de flexibiliteit van het materiaal is Double Gloving eenvoudig. De anatomische pasvorm zorgt voor een hoog draagcomfort.



### Goede grip:

Dankzij de gemiddeld stabiele grip kunnen instrumenten stevig worden vastgehouden en knopen goed worden gelegd.



### Hoge mate van veiligheid:

Het stabiele materiaal van proteïne-arm latex is MBT- en thiuramvrij en wordt daarmee goed verdragen door de huid. De handschoen voldoet aan alle eisen van de norm EN 455 deel 1-3.



### Eenvoudig aan te trekken:

Ook met vochtige handen of bij tussentijds wisselen tijdens operaties zijn de handschoenen eenvoudig aan te trekken dankzij een alcoholbestendige, glijdende polymere binnenlaag.



### Praktische verpakking:

De peelverpakking van PE-folie kan zonder te scheuren geopend worden en zorgt daardoor voor meer veiligheid in de OK.

Productnaam	Maat	Prijs eenheid	Artikel nummer	Verzend eenheid
Peha-taft® plus poedervrij	5,5	Doos à 50 paar	942 589	4 dozen
	6	Doos à 50 paar	942 590	4 dozen
	6,5	Doos à 50 paar	942 591	4 dozen
	7	Doos à 50 paar	942 592	4 dozen
	7,5	Doos à 50 paar	942 593	4 dozen
	8	Doos à 50 paar	942 594	4 dozen
	8,5	Doos à 50 paar	942 595	4 dozen
	9	Doos à 50 paar	942 596	4 dozen