




helps healing.

Zo gevoelig kunnen OK-handschoenen zijn.
Extra dunne Peha-micron[®] plus poedervrij
van HARTMANN.



OK-benodigdheden




helps healing.

NL - Paul Hartmann B.V.
6500 AA Nijmegen

Wilt u nog meer weten over HARTMANN?
Bezoek dan onze site: www.hartmann.info

Peha-micron® plus poedervrij. Met een plus voor tastzin.



Hoge tastgevoeligheid:

De OK-handschoenen van ultradun latex biedt een uitstekende tastgevoeligheid, met name in de vingertoppen. Door de goede grip van de handschoenen kunnen instrumenten stevig vastgehouden worden.



Gemakkelijk aan te trekken:

Door de polymere, poedervrije binnenlaag en de versterkte kappen zijn de handschoenen zowel met droge als met vochtige handen moeiteloos aan te trekken. Bovendien zorgen de hoge elasticiteit en de anatomische pasvorm voor een hoog draagcomfort zonder vermoeidheidsverschijnselen.



Bruine kleur:

In vergelijking met lichte handschoenen worden door de donkere kleur van het materiaal lichtreflexen vermeden, zodat men veilig en geconcentreerd kan werken.



Hoogwaardig materiaal:

Het materiaal voldoet aan de norm DIN EN 455 deel 1-3. Door het proteïnearme latex en het ontbreken van MBT, thiuramen en chloor wordt het materiaal goed door de huid verdragen.



Eenvoudige Double Gloving:

Op basis van het hoogwaardige materiaal is de handschoen uitstekend geschikt als onderhandschoen. Door de donkere kleur vallen gaatjes in de bovenste handschoen meer op.



Praktische verpakking:

De peelverpakking kan zonder te scheuren geopend worden. De vele voordelen maken de handschoen geschikt voor alle chirurgische ingrepen. Door de hoge tastgevoeligheid is hij met name geschikt voor microchirurgie.

Productnaam	Maat	Prijseenheid	Artikel nummer	Verzend eenheid
Peha-micron® plus poedervrij	6	Doos à 50 paar	942 571	4 dozen
	6,5	Doos à 50 paar	942 572	4 dozen
	7	Doos à 50 paar	942 573	4 dozen
	7,5	Doos à 50 paar	942 574	4 dozen
	8	Doos à 50 paar	942 575	4 dozen
	8,5	Doos à 50 paar	942 576	4 dozen