



helps healing.

Traditioneel materiaal, sensationele tastgevoeligheid.
Peha[®]-profiel plus poedervrij. De getextureerde
latexhandschoen.



OK-benodigdheden



HARTMANN




helps healing.

NL - Paul Hartmann B.V.
6500 AA Nijmegen

Wilt u nog meer weten over HARTMANN?
Bezoek dan onze site: www.hartmann.info

Peha®-profile plus poedervrij.

De "plus": uitzonderlijke tastgevoeligheid dankzij het getextureerde oppervlak.




Nieuw soort tastgevoeligheid:

Het getextureerde oppervlak biedt ten opzichte van vergelijkbare operatiehandschoenen een nieuw soort tastgevoeligheid. Bovendien garandeert het een gemiddelde stabiele grip.



Handschoenen kunnen eenvoudig over elkaar worden gedragen:

Omdat het materiaal zeer flexibel is en de handschoen heel eenvoudig kan worden aangetrokken, is hij uitermate geschikt om over of onder een andere handschoen gedragen te worden. Door de anatomische pasvorm biedt hij een hoog draagcomfort en raken uw handen niet vermoeid.



Universeel te gebruiken:

De poedervrije operatiehandschoen Peha-profile plus is voor ieder chirurgisch toepassingsgebied te gebruiken en biedt buitengewone stevigheid.



Hoge mate van veiligheid:

Het stabiele, proteïenarme latexmateriaal bevat geen MBT's en thiurams, waardoor het zeer geschikt is voor een gevoelige huid. De handschoenen voldoen volledig aan de Europese normen EN 455 deel 1-3.



Eenvoudig aan te trekken:

Door de alcoholbestendige, glijdende polymere binnenlaag zijn de handschoenen eenvoudig aan te trekken, zelfs als de handen vochtig zijn of de handschoenen tijdens een operatie verwisseld moeten worden.



Praktische verpakking:

De peelverpakking van PE-folie kan zonder te scheuren geopend worden en zorgt daardoor voor meer veiligheid in de OK. Door het grote aantal voordelen is de handschoen geschikt voor alle mogelijke chirurgische ingrepen.

Productnaam	Maat	Prijseenheid	Artikel nummer	Verzend eenheid
Peha®-profile plus powder-free	5.5	Doos à 50 paar	942 690	4 dozen
	6	Doos à 50 paar	942 691	4 dozen
	6.5	Doos à 50 paar	942 692	4 dozen
	7	Doos à 50 paar	942 693	4 dozen
	7.5	Doos à 50 paar	942 694	4 dozen
	8	Doos à 50 paar	942 695	4 dozen
	8.5	Doos à 50 paar	942 696	4 dozen
	9	Doos à 50 paar	942 697	4 dozen