



helps healing.

HARTMANN
Inco
System



HARTMANN Inco System



De vier kleuren van het HARTMANN Inco System.

Aan de hand van de kleurcodes van de HARTMANN incontinentieproducten kunt u in één oogopslag de absorptiecapaciteit van het product herkennen: de kleur aan de buitenzijde van het product geeft informatie over de capaciteit.

De vier kleuren staan voor vier graden van incontinentie. Geel staat voor lichte, groen voor matige, blauw voor zware en paars voor zeer zware incontinentie. Eenvoudig en duidelijk. De kleurcoderingen zijn behalve op het product ook op iedere verpakking aangebracht.



Geel bij lichte incontinentie.



Groen bij matige incontinentie.



Blauw bij zware incontinentie.




Paars bij zeer zware incontinentie.

De kleurcodering van het HARTMANN Inco System biedt extra voordelen:

(1) een juiste productkeuze, omdat de absorptiecapaciteit door de kleur aan de buitenzijde van het product wordt aangegeven en (2) meer systematiek door de duidelijke codering van de verpakking, die behalve de absorptiecapaciteit ook de productcategorie aangeeft.

Beslisboom



MoliMed® Premium



Anatomisch gevormde inlegger bij lichte tot matige urine-incontinentie.

Samenstelling

Absorptiekussens met ultra-absorptielaag, versterkt ter plaatse van het kruis, voor een optimale bescherming. De Dry-Plus-laag zorgt ervoor dat vocht direct naar de absorptiekern gevoerd wordt en dat het niet meer naar het oppervlak kan terugvloeien. De super absorberende kern met zijn 'secure-plus-system' neemt geurtjes veilig op. De zachte, ademende buitenzijde zorgt voor een aangenaam gevoel.

De geïntegreerde folie laat geen vocht naar buiten dringen.

De anatomische pasvorm met goed afsluitend elastiek zorgt voor een discreet en optimaal draagcomfort. Een lange, brede kleefstrip zorgt ervoor dat MoliMed niet verschuift.

Toepassing

Bij lichte vormen van urine-incontinentie. Te gebruiken in goed sluitend ondergoed.

Verpakkingen



MoliMed® Premium ultra micro, 18 x 8 cm (ca. 72 ml*)

28 stuks nr. 168 131 omdoos 8 x 28 st.



MoliMed® Premium micro light, 22 x 10 cm (ca. 154 ml*)

14 stuks nr. 168 132 omdoos 12 x 14 st.



MoliMed® Premium micro, 27 x 10 cm (ca. 234 ml*)

14 stuks nr. 168 624 omdoos 24 x 14 st.



MoliMed® Premium mini, 27 x 14 cm (ca. 316 ml*)

14 stuks nr. 168 634 omdoos 18 x 14 st.



MoliMed® Premium midi, 34 x 17 cm (ca. 467 ml*)

14 stuks nr. 168 644 omdoos 12 x 14 st.



MoliMed® Premium maxi, 45 x 21 cm (ca. 922 ml*)

14 stuks nr. 168 654 omdoos 12 x 14 st.



* Maximale theoretische absorptiecapaciteit
(Basis: ISO 11948-1, Rothwell Test)

MoliMed® Premium pants active



Incontinentiebroekje van non-woven materiaal voor vrouwen met lichte tot matige urine-incontinentie.

Samenstelling

Non-woven incontinentiebroekje. 'Body-fit' systeem: rondom elastisch materiaal dat goed aansluit op het lichaam. De superabsorberende kern met zijn 'secure-plus-system' neemt geurtjes veilig op. MoliMed pants active geeft optimale bescherming en is discreet. U kunt ze dragen als normaal ondergoed.

Toepassing

Bij lichte vormen van incontinentie wanneer er iets meer bescherming nodig is.

Verpakkingen



MoliMed® Premium pants active, medium (ca. 847 ml*)
(voor 70-100 cm heup-/buikomvang)

12 stuks nr. 168 661 omdoos 4 x 12 st.



MoliMed® Premium pants active, large (ca. 874 ml*)
(voor 100-125 cm heup-/buikomvang)

10 stuks nr. 168 662 omdoos 4 x 10 st.



* Maximale theoretische absorptiecapaciteit
(Basis: ISO 11948-1, Rothwell Test)

MoliMed® Premium for men



Anatomisch gevormde inlegger voor mannen met lichte tot matige urine-incontinentie.

Samenstelling

Zachte, ademende buitenzijde voor een veilige bescherming en maximaal comfort. De Dry-Plus-laag zorgt ervoor dat het vocht direct naar de absorptiekern gevoerd wordt en dat het niet meer naar het oppervlak kan terugvloeien. De super absorberende kern neemt grote hoeveelheden vocht en geurtjes snel en veilig op. MoliMed for men protect heeft een innovatief 'Allround Protection System' met elastische anti-lekrandjes voor extra bescherming tegen lekken. Het V-vormig ontwerp zorgt voor een comfortabele pasvorm, speciaal ontworpen voor mannen.

Toepassing

Bij mannen met lichte urine-incontinentie. Speciaal voor actieve en mobiele personen.

Verpakkingen



MoliMed® Premium for men active,
13 x 15 cm (ca. 338 ml*)

14 stuks nr. 168 600 omdoos 12 x 14 st.



MoliMed® Premium for men protect,
34 x 18 cm (ca. 481 ml*)

14 stuks nr. 168 705 omdoos 12 x 14 st.

MoliForm® Premium soft for men



Anatomisch gevormde inlegger met actieve huidbescherming voor mannen met matige tot zware incontinentie.

Samenstelling

Ondoorlaatbare zachte textielachtige buitenzijde met geïntegreerde vochtindicator. Groot absorptiekussen, speciaal afgestemd op de anatomie van de man. Ultra-absorptiekern ter hoogte van het kruis neemt vocht snel op en neutraliseert onaangename geurtjes. De Dry-Plus-laag zorgt dat vocht snel in de absorptiekern terecht komt en voorkomt terugvloeien. De toplaag van de absorptiekern heeft bovendien een huidvriendelijke pH-waarde van 5,5. Dit zorgt voor een anti-bacteriële werking en helpt de beschermende zuurmantel van de huid te stabiliseren. De huid blijft in balans en gezond. Geoptimaliseerde anatomische anti-lekrandjes garanderen betere bescherming tegen lekken. Goed afsluitende elastische draden bij de benen zorgen voor een optimale pasvorm.

Toepassing

MoliForm for men is geschikt voor mannen met matige tot zware urine- en/of ontlastingsincontinentie en geschikt voor zowel bedlegerige als mobiele personen. MoliForm for men kan eenvoudig aangelegd en onopvallend gedragen worden met het elastische fixatiebroekje MoliPants soft.

Verpakkingen



MoliForm® Premium soft for men, 69 x 31 cm
(ca. 2300 ml*)

28 stuks nr. 168 819 omdoos 4 x 28 st.



* Maximale theoretische absorptiecapaciteit
(Basis: ISO 11948-1, Rothwell Test)




* Maximale theoretische absorptiecapaciteit
(Basis: ISO 11948-1, Rothwell Test)

MoliForm® Premium soft



Anatomisch gevormde inlegger met actieve huidbescherming voor elke graad van incontinentie.

MoliCare® Premium soft plus Air Active



Eindelijk incontinentiesysteem met actieve huidbescherming voor een matige vorm van incontinentie. Ademend en geurneutraliserend.

Samenstelling

Inlegger met ondoorlaatbare zachte textielachtige buitenzijde en geïntegreerde vochtindicator. Kleurcodering overeenkomstig absorptiecapaciteit. Absorptiekussens met ultra-absorptielaag. Extra absorberend materiaal ter plaatse van het kruis. De toplaag van de absorptiekern heeft bovendien een huidvriendelijke pH-waarde van 5,5. Dit zorgt voor een anti-bacteriële werking en helpt de beschermende zuurmantel van de huid te stabiliseren. De huid blijft in balans en gezond. Geoptimaliseerde anatomische anti-lekrandjes garanderen betere bescherming tegen lekken. Goed afsluitende elastische draden bij de benen zorgen voor een optimale pasvorm.

Toepassing

Voor zowel bedlegerige als mobiele personen. MoliForm Premium soft kan eenvoudig aangelegd en onopvallend gedragen worden met het elastische fixatiebroekje MoliPants soft.

Verpakkingen



MoliForm® Premium soft light, 52,5 x 28 cm
(ca. 1200 ml*)

30 stuks nr. 168 119 omdoos 4 x 30 st.



MoliForm® Premium soft normal, 62 x 29,5 cm
(ca. 1350 ml*)

30 stuks nr. 168 019 omdoos 4 x 30 st.



MoliForm® Premium soft plus, 62 x 29,5 cm
(ca. 1600 ml*)

30 stuks nr. 168 219 omdoos 4 x 30 st.



MoliForm® Premium soft extra, 69 x 31 cm
(ca. 2300 ml*)

30 stuks nr. 168 319 omdoos 4 x 30 st.



MoliForm® Premium soft super, 69 x 31 cm
(ca. 2700 ml*)

30 stuks nr. 168 919 omdoos 4 x 30 st.



MoliForm® Premium soft super plus, 69 x 31 cm
(ca. 3000 ml*)

14 stuks nr. 168 619 omdoos 4 x 14 st.



Samenstelling

Incontinentieslip met ondoorlaatbare zachte textielachtige buitenzijde en geïntegreerde vochtindicator. Geurbindende ultra-absorptiekern met extra absorberend materiaal ter hoogte van het kruis. De toplaag van de 3delige absorptiekern heeft een huidvriendelijke pH-waarde van 5,5. Dit zorgt voor een anti-bacteriële werking en helpt de beschermende zuurmantel van de huid te stabiliseren. De huid blijft in balans en gezond. De ademende non-woven zijanten zorgen voor een gezond huidklimaat. Anatomische pasvorm met geoptimaliseerde anti-lekrandjes garanderen betere bescherming tegen lekken. Goed afsluitend elastiek bij de benen. De innovatieve hersluitbare strips zijn een ideale combinatie van een plakstrip met klittenbandsluiting.

Toepassing

Bij matige urine- en/of ontlastingsincontinentie voor hulpbehoevende of onrustige personen. Door de perfecte aansluiting rondom biedt MoliCare Premium soft plus ook mobiele personen met lichtere vormen van incontinentie optimale bescherming en maakt een actieve levenswijze mogelijk.

Verpakkingen



MoliCare® Premium soft plus Air Active, small
(ca. 1370 ml*) (voor 50-80 cm heup-/buikomvang)

30 stuks nr. 169 447 omdoos 3 x 30 st.



MoliCare® Premium soft plus Air Active, medium
(ca. 1620 ml*) (voor 70-120 cm heup-/buikomvang)

30 stuks nr. 169 647 omdoos 3 x 30 st.



MoliCare® Premium soft plus Air Active, large
(ca. 2020 ml*) (voor 120-150 cm heup-/buikomvang)

30 stuks nr. 169 847 omdoos 3 x 30 st.



* Maximale theoretische absorptiecapaciteit
(Basis: ISO 11948-1, Rothwell Test)

* Maximale theoretische absorptiecapaciteit
(Basis: ISO 11948-1, Rothwell Test)

MoliCare® Premium soft extra Air Active



Eindelijk incontinentiesysteem met actieve huidbescherming voor zware vormen van incontinentie. Ademend en geurneutraliserend.

MoliCare® Premium soft super Air Active



Eindelijk incontinentiesysteem met actieve huidbescherming voor zeer zware vormen van incontinentie. Ademend en geurneutraliserend.

Samenstelling

Incontinentieslip met ondoorlaatbare zachte textielachtige buitenzijde en geïntegreerde vochtindicator. Geurbindende ultra-absorptiekern met extra absorberend materiaal ter hoogte van het kruis. De toplaag van de 3delige absorptiekern heeft een huidvriendelijke pH-waarde van 5,5. Dit zorgt voor een anti-bacteriële werking en helpt de beschermende zuurmantel van de huid te stabiliseren. De huid blijft in balans en gezond. De ademende non-woven zijanten zorgen voor een gezond huidklimaat. Anatomische pasvorm met geoptimaliseerde anti-lekrandjes garanderen betere bescherming tegen lekken. Goed afsluitend elastiek bij de benen. De innovatieve hersluitbare strips zijn een ideale combinatie van een plakstrip met klittenbandsluiting.

Toepassing

Bij zware urine- en/of ontlastingsincontinentie voor hulpbehoevende of onrustige personen. Door de perfecte aansluiting rondom biedt MoliCare Premium soft extra ook mobiele personen met lichtere vormen van incontinentie optimale bescherming en maakt een actieve levenswijze mogelijk.

Verpakkingen



MoliCare® Premium soft extra Air Active, x-small
(ca. 1260 ml*) (voor 40 – 60 cm heup-/buikomvang)

30 stuks nr. 169 248 omdoos 4 x 30 st.



MoliCare® Premium soft extra Air Active, small
(ca. 1530 ml*) (voor 50 – 80 cm heup-/buikomvang)

30 stuks nr. 169 448 omdoos 3 x 30 st.



MoliCare® Premium soft extra Air Active, medium
(ca. 1870 ml*) (voor 70 – 120 cm heup-/buikomvang)

30 stuks nr. 169 648 omdoos 3 x 30 st.



MoliCare® Premium soft extra Air Active, large
(ca. 2180 ml*) (voor 120 – 150 cm heup-/buikomvang)

30 stuks nr. 169 848 omdoos 3 x 30 st.



MoliCare® Premium soft extra Air Active, x-large
(ca. 2400 ml*) (voor 150 – 175 cm heup-/buikomvang)

14 stuks nr. 169 948 omdoos 4 x 14 st.



* Maximale theoretische absorptiecapaciteit
(Basis: ISO 11948-1, Rothwell Test)

Samenstelling

Incontinentieslip met ondoorlaatbare zachte textielachtige buitenzijde en geïntegreerde vochtindicator. Geurbindende ultra-absorptiekern met extra absorberend materiaal ter hoogte van het kruis. De toplaag van de 3delige absorptiekern heeft een huidvriendelijke pH-waarde van 5,5. Dit zorgt voor een anti-bacteriële werking en helpt de beschermende zuurmantel van de huid te stabiliseren. De huid blijft in balans en gezond. De ademende non-woven zijanten zorgen voor een gezond huidklimaat. Anatomische pasvorm met geoptimaliseerde anti-lekrandjes garanderen betere bescherming tegen lekken. Goed afsluitend elastiek bij de benen. De innovatieve hersluitbare strips zijn een ideale combinatie van een plakstrip met klittenbandsluiting.

Toepassing

Bij zware urine- en/of ontlastingsincontinentie voor hulpbehoevende of onrustige patiënten. Het extra dikke absorptiekussen zorgt voor een grote opslagcapaciteit en maakt MoliCare Premium soft super ook geschikt voor verzorging gedurende de nacht.

Verpakkingen



MoliCare® Premium soft super Air Active, small
(ca. 1984 ml*) (voor 50 - 80 cm heup-/buikomvang)

30 stuks nr. 169 450 omdoos 3 x 30 st.



MoliCare® Premium soft super Air Active, medium
(ca. 2803 ml*) (voor 70 – 120 cm heup-/buikomvang)

30 stuks nr. 169 650 omdoos 3 x 30 st.



MoliCare® Premium soft super Air Active, large
(ca. 3018 ml*) (voor 120 – 150 cm heup-/buikomvang)

30 stuks nr. 169 850 omdoos 3 x 30 st.



MoliCare® Premium soft super Air Active, x-large
(ca. 3300 ml*) (voor 150 – 175 cm heup-/buikomvang)

14 stuks nr. 169 950 omdoos 4 x 14 st.



* Maximale theoretische absorptiecapaciteit
(Basis: ISO 11948-1, Rothwell Test)

MoliCare® super plus



Eendelig incontinentiesysteem met het hoogste absorptieniveau. Geurneutraliserend.

MoliCare® Premium soft super plus



Eendelig incontinentiesysteem van ademend textielachtig materiaal voor zeer zware vormen van incontinentie.

Samenstelling

Incontinentieslip met Dry-Plus-laag. Geurbindende ultra-absorptiekern met extra absorberend materiaal ter hoogte van het kruis. Geïntegreerde vochtindicator, vochtwerende anti-lekrandjes, non-woven dat de slip aan de binnenzijde volledig bedekt, ook de folieranden. Anatomische pasvorm met anti-lekrandjes, goed afsluitend elastiek bij de benen en hersluitbare elastische plakstrips. Door toevoeging van extra absorberend materiaal, extra bescherming in de nacht of bij verlies gehele blaasinhoud.

Toepassing

Bij zeer zware urine- en/of ontlastingsincontinentie voor hulpbehoevende of onrustige patiënten. Het zeer extra dikke absorptiekussen zorgt voor een extra grote opslagcapaciteit en maakt MoliCare super plus met name geschikt voor extra bescherming gedurende de nacht.

Verpakkingen



MoliCare® super plus, small

(ca. 2143 ml*) (voor 50 – 80 cm heup-/buikomvang)

14 stuks nr. 169 470 omdoos 4 x 14 st.



MoliCare® super plus, medium

(ca. 3508 ml*) (voor 70- 120 cm heup-/buikomvang)

14 stuks nr. 169 670 omdoos 4 x 14 st.



MoliCare® super plus, large

(ca. 4598 ml*) (voor 100 – 150 cm heup-/buikomvang)

14 stuks nr. 169 870 omdoos 4 x 14 st.

Samenstelling

Incontinentieslip met Dry-Plus-laag en ademende textielachtige buitenzijde. Geurbindende ultra-absorptiekern met extra absorberend materiaal ter hoogte van het kruis. Anatomische pasvorm met vochtwerende anti-lekrandjes, goed afsluitend elastiek bij de benen. Innovatieve hersluitbare strips zijn een ideale combinatie van een plakstrip met klittenband en zorgen voor een perfecte sluiting. De toevoeging van extra absorberend materiaal biedt extra bescherming in de nacht of bij verlies van de gehele blaasinhoud.

Toepassing

Bij zeer zware urine- en/of ontlastingsincontinentie voor hulpbehoevende of onrustige patiënten. Het zeer extra dikke absorptiekussen zorgt voor een extra grote opslagcapaciteit en maakt MoliCare Premium soft super plus met name geschikt voor extra bescherming gedurende de nacht.

Verpakkingen



MoliCare® Premium soft super plus, medium

(ca. 3508 ml*) (voor 70 -120 cm heup-/buikomvang)

14 stuks nr. 169 637 omdoos 4 x 14 st.



MoliCare® Premium soft super plus, large

(ca. 4598 ml*) (voor 100- 150 cm heup-/buikomvang)

14 stuks nr. 169 837 omdoos 4 x 14 st.



* Maximale theoretische absorptiecapaciteit (Basis: ISO 11948-1, Rothwell Test)



* Maximale theoretische absorptiecapaciteit (Basis: ISO 11948-1, Rothwell Test)

MoliCare® Mobile light, Mobile en Mobile super



Incontinentiebroekje van superzacht en ademend non-woven om de zelfstandigheid te bevorderen.

Samenstelling

Onopvallend, zeer comfortabel incontinentiebroekje met "ideal-fit". De verbeterde snit met vele, zachte elastische draden in de taille en rondom de beenopeningen, garanderen een perfecte pasvorm. Heeft een bijzonder groot absorberende en geurbindende opslagcapaciteit. Huidvriendelijk door de driedelige absorptiekern met pH waarde 5,5 en antibacteriële werking. Superzacht en ademend non-woven bedekt de gehele slip. Zachte vochtwerende anti-lekrandjes aan weerszijden bieden de perfecte bescherming tegen lekken. Nu met geïntegreerde vochtindicator. Voor het snel verwisselen de zijkant openscheuren.

Toepassing

Bij urine- en/of ontlastingsincontinentie voor mobiele of onrustige personen. MoliCare Mobile is gemakkelijk aan en uit te trekken net als een normale slip. Door het eenvoudige gebruik is MoliCare Mobile ook een geschikt hulpmiddel bij toilettraining.

Verpakkingen



MoliCare® Mobile light, small (ca. 917 ml*)
(voor 60-90 cm heup/buikomvang)

14 stuks nr. 915 861 omdoos 4 x 14 st.



MoliCare® Mobile light, medium (ca. 966 ml*)
(voor 80-120 cm heup/buikomvang)

14 stuks nr. 915 852 omdoos 4 x 14 st.



MoliCare® Mobile light, large (ca. 1139 ml*)
(voor 100-150 cm heup/buikomvang)

14 stuks nr. 915 853 omdoos 4 x 14 st.

Verpakkingen



MoliCare® Mobile, x-small (ca. 1287 ml*)
(voor 45-70 cm heup/buikomvang)

14 stuks nr. 915 840 omdoos 4 x 14 st.



MoliCare® Mobile, small (ca. 1284 ml*)
(voor 60-90 cm heup/buikomvang)

14 stuks nr. 915 831 omdoos 4 x 14 st.



MoliCare® Mobile, medium (ca. 1564 ml*)
(voor 80-120 cm heup/buikomvang)

14 stuks nr. 915 832 omdoos 4 x 14 st.



MoliCare® Mobile, large (ca. 1713 ml*)
(voor 100-150 cm heup/buikomvang)

14 stuks nr. 915 833 omdoos 4 x 14 st.



MoliCare® Mobile, x-large (ca. 1862 ml*)
(voor 130-170 cm heup/buikomvang)

14 stuks nr. 915 834 omdoos 4 x 14 st.



MoliCare® Mobile super, small (ca. 1664 ml*)
(voor 60-90 cm heup/buikomvang)

14 stuks nr. 915 871 verzeenh. 4 x 14 st.



MoliCare® Mobile super, medium (ca. 1896ml*)
(voor 80-120 cm heup/buikomvang)

14 stuks nr. 915 872 omdoos 4 x 14 st.



MoliCare® Mobile super, large (ca. 2196ml*)
(voor 100-150 cm heup/buikomvang)

14 stuks nr. 915 873 omdoos 4 x 14 st.



* Maximale theoretische absorptiecapaciteit
(Basis: ISO 11948-1, Rothwell Test)

MoliFlex® Premium (super)



Eëndelig bandfixatie
incontinentiesysteem van
ademend textielachtig materiaal.

Samenstelling

Anatomisch gevormd incontinentieproduct met bandfixatie voor een eenvoudig en comfortabel gebruik. Elastische en hersluitbare klittenbandsluiting met ademende, huidvriendelijke materialen voor een maximaal draagcomfort. De ultra-absorptiekern met HighDry SAP neemt het vocht snel op. Zachte, vochtwerende anti-lekrandjes zorgen voor een optimale bescherming tegen lekken aan de zijkanten. Met praktische vochtindicator die in de buitenzijde van MoliFlex is aangebracht. Eenvoudig te hanteren zodat het verband ook goed zelfstandig te gebruiken is.

Toepassing

Geschikt voor personen met zware urine- of ontlastingsincontinentie. Het product kan worden ingezet voor sterk hulpbehoevende patiënten en onrustige personen, maar MoliFlex geeft ook mobiele personen met lichtere vormen van incontinentie zekerheid. Door de eenvoudige hanteerwijze is MoliFlex bijzonder geschikt voor toilettraining. Voor zeer zware incontinentie of voor de nacht is MoliFlex super verkrijgbaar.

Verpakkingen



MoliFlex® Premium, medium (ca. 1940 ml*)
(voor 80 – 105 cm heup-/buikomvang)

24 stuks	nr. 169 210	omdoos	3 x 24 st.
----------	-------------	--------	------------



MoliFlex® Premium, large (ca. 2196 ml*)
(voor 100 – 135 cm heup-/buikomvang)

24 stuks	nr. 169 310	omdoos	3 x 24 st.
----------	-------------	--------	------------



MoliFlex® Premium super, medium (ca. 2922 ml*)
(voor 80 – 105 cm heup-/buikomvang)

24 stuks	nr. 169 220	omdoos	3 x 24 st.
----------	-------------	--------	------------



MoliFlex® Premium super, large (ca. 3081 ml*)
(voor 100 – 135 cm heup-/buikomvang)

24 stuks	nr. 169 320	omdoos	3 x 24 st.
----------	-------------	--------	------------



* Maximale theoretische absorptiecapaciteit
(Basis: ISO 11948-1, Rothwell Test)

MoliPants® soft



Elastische fixatiebroekjes voor
inleggers.

Samenstelling

MoliPants soft fixatiebroekjes van elastisch polyamide garen voor een veilige, hygiënische en probleemloze fixatie van inleggers. MoliPants soft zijn zowel voor bedlegerige als mobiele personen geschikt. Door de netstructuur zijn de broekjes licht, zacht en luchtdoorlatend en verschuiven niet. Kleurcode per maat door ingeweven kleuraanduiding. De fixatiebroekjes kunnen op 60°C gewassen worden. MoliPants soft kan in de droger.

Toepassing

MoliPants soft maken een hygiënische en eenvoudige fixatie van alle inleggers mogelijk.

Verpakkingen



MoliPants® soft, small (45 - 80 cm heup- /buikomvang)

5 stuks	nr. 947 795	omdoos	60 x 5 st.
25 stuks	nr. 947 790	omdoos	8 x 25 st.



MoliPants® soft, medium (60 - 100 cm heup- /buikomvang)

5 stuks	nr. 947 796	omdoos	40 x 5 st.
25 stuks	nr. 947 791	omdoos	8 x 25 st.



MoliPants® soft, large (80 - 120 cm heup- /buikomvang)

5 stuks	nr. 947 797	omdoos	40 x 5 st.
25 stuks	nr. 947 792	omdoos	8 x 25 st.



MoliPants® soft, X large (100 - 160 cm heup- /buikomvang)

5 stuks	nr. 947 798	omdoos	40 x 5 st.
25 stuks	nr. 947 793	omdoos	8 x 25 st.



MoliPants® soft, XX large (140 - 180cm heup- /buikomvang)

5 stuks	nr. 947 799	omdoos	40 x 5 st.
25 stuks	nr. 947 794	omdoos	8 x 25 st.



MoliNea® plus



Onderleggers met absorberende vulling van celstofpulp.

MoliNea® textile



Wasbare onderlegger.


Samenstelling


Ondoorlaatbaar, niet verschuivend folie aan de onderzijde.
Absorptielaag van zachte celstofpulp. Vochtverdelende tissuelaag.
Non-woven dat de onderlegger volledig bedekt, ook de folieranden.
Rondom gesloten en stapelbaar voorgevouwen.


Toepassing


Als directe onderlegger of voor extra bescherming bij gebruik van direct op het lichaam aansluitende producten.


Verpakkingen


	MoliNea® plus , normaal absorberend 40 x 60 cm
150 stuks	nr. 161 100 omdoos 1 x 150 st.

	MoliNea® plus , normaal absorberend 60 x 60 cm
100 stuks	nr. 161 300 omdoos 1 x 100 st.
28 stuks	nr. 161 429 omdoos 4 x 28 st.
30 stuks	nr. 161 400 omdoos 4 x 30 st.

	MoliNea® plus , normaal absorberend 60 x 90 cm
100 stuks	nr. 161 600 omdoos 1 x 100 st.
30 stuks	nr. 161 700 omdoos 4 x 30 st.

	MoliNea® plus D , extra absorberend 40 x 60 cm
100 stuks	nr. 163 100 omdoos 1 x 100 st.

	MoliNea® plus D , extra absorberend 60 x 60 cm
100 stuks	nr. 163 300 omdoos 1 x 100 st.

	MoliNea® plus D , extra absorberend 60 x 90 cm
50 stuks	nr. 163 600 omdoos 1 x 50 st.


Samenstelling


Een milieuvriendelijke binnenlaag van polyurethaan garandeert een goede bescherming. De onderste laag is volledig waterdicht, maar wel luchtdoorlatend. Door het reliëf aan de onderzijde blijft de onderlegger stevig op zijn plaats liggen. De absorberende laag neemt grote hoeveelheden vocht snel op en houdt het goed vast.


Toepassing

Als directe onderlegger bij incontinentie of voor extra bescherming bij gebruik van direct op het lichaam aansluitende producten.

Verpakkingen

	MoliNea® textile , 75 x 85 cm
10 stuks	nr. 155 801 omdoos 3 x 10 st.

	MoliNea® textile , 85 x 90 cm
10 stuks	nr. 155 802 omdoos 3 x 10 st.

	MoliNea® textile , 75 x 85 cm & 2 x 50 cm met instopstroken
10 stuks	nr. 155 805 omdoos 3 x 10 st.





helps healing.

PAUL HARTMANN B.V.

Postbus 26

6500 AA Nijmegen

T 024 372 36 10

F 024 377 82 84

E algemeen@nl.hartmann.info

Meer weten over HARTMANN?

Op onze site: www.paulhartmann.nl vindt u alle informatie.